

Determinação da acidez do azeite

Deita-se no balão de vidro azeite a ensaiar tirado pela pipeta até ao traço.

Em seguida junta-se-lhe alcool neutro com a mesma pipeta cheia até a bola (não tem importancia mais ou menos quantidade)

Enche-se a bureta até ao Zero com o soluto de soda, usando tambem o funil.

Vai-se lançando pouco a pouco no mesmo balão até que a mistura fique cor de rosa persistente.

Deja-se na bureta a quantidade de soluto gasto e consulta-se a Tabela.

Por exemplo: gastaram-se 3 centímetros e $\frac{7}{10}$ decímetros de soluto.

O azeite tem .2 graus e 8 centesimos.